



MesaLabs

バイオロジカル・インジケータ(BI)
2020年 4月 総合カタログ

輸入代理店



レーベン・ジャパン株式会社

〒343-0827

埼玉県越谷市川柳町3丁目110番地8号

TEL:048-961-1781 FAX:048-961-1782

<http://raven-japan.jp/>



Spore Strips 試験紙型

Bacillus atrophaeus (ATCC#9372) EtOガス滅菌 乾熱滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	1-6100	100枚/袋	

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) 高圧蒸気滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 5	3-5100	100枚/袋	
Log 6	3-6100	100枚/袋	



混合菌体 *Bacillus atrophaeus* (ATCC#9372) *Geobacillus stearothermophilus* (ATCC#7953)

菌種 : 菌数	価格	包装	備考
<i>B.ato</i> : Log 6/ <i>G.ste</i> : Log 5	¥20,000	100枚/袋	

1次包装 : グラシン紙 69.8 × 25.4mm 担体形状 : Paper 38.1 × 6.35mm

MesaStrip 試験紙型

Bacillus atrophaeus (ATCC#9372) EtOガス滅菌 乾熱滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	SGMG/6	100枚/袋	

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) 高圧蒸気滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 5	SGMS/5	100枚/袋	
Log 6	SGMS/6	100枚/袋	



Bacillus pumilus (ATCC#27142) 放射線滅菌 電子線滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	SGMR/6	100枚/袋	

Bacillus subtilis (ATCC#35021) (des.5230) 低温蒸気滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	SGMSU/6	100枚/袋	

1次包装 : グラシン紙 73 × 26.8mm 担体形状 : Paper 25.4 × 6.35mm

Bacillus atrophaeus (ATCC#9372) 二酸化塩素

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	ACD/6	100枚/袋	1次包装: Tyvek/Mylar



ドリアンブ (DriAmp)

Bacillus atrophaeus (ATCC#9372)

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	DH/50	50本セット	350℃まで使用可能




Custom Strips

Bacillus atrophaeus (ATCC#9372) EtOガス滅菌 乾熱滅菌

菌数	製品番号	包装	1次包装
Log 6	A1X25/6	100枚/袋	無し
	A2X10/6	100枚/袋	
Log 6	A1X25/6G	100枚/袋	グラシン紙
	A2X10/6G	100枚/袋	

1次包装 : グラシン紙 73 × 26.8mm



Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) 高圧蒸気滅菌

菌数	製品番号	包装	1次包装
Log 6	S1X25/6	100枚/袋	無し
	S2X10/6	100枚/袋	
Log 6	S1X25/6G	100枚/袋	グラシン紙
	S2X10/6G	100枚/袋	

1次包装 : グラシン紙 73 × 26.8mm

コットンスレッド 長さ 19mm 糸の太さ1.5mm

Bacillus atrophaeus (ATCC#9372)

菌数	製品番号	包装	1次包装
Log 6	1-6100TT	100枚/袋	Tyvek/Mylar



Polyester Sutures 長さ 50mm 糸の太さ 0.15mm

Bacillus atrophaeus (ATCC#9372)

菌数	製品番号	包装	1次包装
Log 6	1-6100YT	100枚/袋	Tyvek/Mylar



Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953)

菌数	製品番号	包装	1次包装
Log 6	3-6100YT	100枚/袋	Tyvek/Mylar

サスペンション型

滅菌水とエタノールの中に所定濃度の胞子をバイアル瓶に入れた製品です。

0.1mlを採取した場合の菌数を表示してます。

製品番号にE記載製品 40%エタノールベース

製品番号にA記載製品 ウォーターベース



Bacillus atrophaeus (ATCC#9372) EtOガス・乾熱

菌数 0.1ml	製品番号	備考
Log 4	SSGE/4	受注生産
Log 5	SSGE/5	受注生産
Log 6	SSGE/6	
Log 7	SSGE/7	受注生産
Log 8	SSGE/8	受注生産

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) 高圧蒸気

菌数 0.1ml	製品番号	備考
Log 4	SSSE/4	受注生産
Log 5	SSSE/5	受注生産
Log 6	SSSE/6	
Log 7	SSSE/7	受注生産
Log 7	SSSA/7	受注生産

Bacillus subtilis (ATCC#6633)

菌数 0.1ml	製品番号	備考
Log 4	SS6633E/4	受注生産
Log 5	SS6633E/5	受注生産
Log 6	SS6633E/6	受注生産
Log 7	SS6633E/7	受注生産
Log 8	SS6633E/8	受注生産
Log 7	SS6633A/7	受注生産

Bacillus subtilis (ATCC#35021) (des.5230) 低温蒸気

菌数 0.1ml	製品番号	備考
Log 4	SS5230E/4	受注生産
Log 5	SS5230E/5	受注生産
Log 6	SS5230E/6	受注生産
Log 7	SS5230E/7	受注生産
Log 8	SS5230E/8	受注生産
Log 7	SS5230A/7	受注生産

Bacillus pumilus (ATCC#27142)

菌数 0.1ml	製品番号	備考
Log 4	SSRE/4	受注生産
Log 5	SSRE/5	受注生産
Log 6	SSRE/6	受注生産
Log 7	SSRE/7	受注生産
Log 8	SSRE/8	受注生産

EZTest 滅菌保証対応 7日間培養シール付属品

Bacillus atrophaeus (ATCC#9372) EtOガス滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	EZG/625	25本 / 箱	
Log 6	EZG/6	100本 / 箱	



Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) 高圧蒸気滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 5	EZS/525	25本 / 箱	
Log 5	EZS/5	100本 / 箱	
Log 6	EZS/625	25本 / 箱	
Log 6	EZS/6	100本 / 箱	



医療機器を米国で販売する為のFDA 510(k)認可を取得しており
英文の説明書に24時間及び48時間培養が可能と記載されておりますが、
医療施設様以外の施設で、滅菌保証を取得するためには、24時間毎に
観察し7日間培養をして下さい。

レーベン・ジャパンオリジナル、7日間培養を可能にするシールを同梱しております。
※7日間培養シール単品での販売はしておりません。



EZTest 専用クラッシャー

製品番号	包装	備考
SGMWNL	1個	



レーベン・ジャパン株式会社 ホームページ アドレス : <https://raven-japan.jp/>

EZTest 医療施設専用 短時間培養製品

Bacillus atrophaeus (ATCC#9372) EtOガス滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	EZG/625HP	25本 / 箱	48時間培養
Log 6	EZG/6HP	100本 / 箱	



Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) 高圧蒸気滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 5	EZS/525HP	25本 / 箱	24時間培養
Log 5	EZS/5HP	100本 / 箱	
Log 6	EZS/625HP	25本 / 箱	
Log 6	EZS/6HP	100本 / 箱	



Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) 過酸化水素低温プラズマ滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 5	EZH/5IHP	100本 / 箱	24時間培養
Log 6	EZH/6IHP	100本 / 箱	

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) ステラッド®専用

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	EXPO/6HP	100本 / 箱	

医療機器を米国で販売する為のFDA 510(k)認可を取得しております。


医療施設様(病院)以外でのご使用は、お奨め出来ません。

医療施設様以外のお客様は、7日間培養可能製品を選んで下さい。

※7日間培養シール単品での販売はしていません。

EZTest 専用クラッシャー

製品番号	包装	備考
SGMWNL	1個	



EZTest 滅菌保証対応 7日間培養シール付属品

Bacillus atrophaeus (ATCC#9372) EtOガス滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	EZG/625	25本 / 箱	
Log 6	EZG/6	100本 / 箱	



Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) 高圧蒸気滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 5	EZS/525	25本 / 箱	
Log 5	EZS/5	100本 / 箱	
Log 6	EZS/625	25本 / 箱	
Log 6	EZS/6	100本 / 箱	



医療機器を米国で販売する為のFDA 510(k)認可を取得しており
英文の説明書に24時間及び48時間培養が可能と記載されておりますが、
医療施設様以外の施設で、滅菌保証を取得するためには、24時間毎に
観察し7日間培養をして下さい。

レーベン・ジャパンオリジナル、7日間培養を可能にするシールを同梱しております。
※7日間培養シール単品での販売はしておりません。



EZTest 専用クラッシャー

製品番号	包装	備考
SGMWNL	1個	



EZTest 医療施設専用 短時間培養製品

Bacillus atrophaeus (ATCC#9372) EtOガス滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	EZG/625HP	25本 / 箱	48時間培養
Log 6	EZG/6HP	100本 / 箱	



Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) 高圧蒸気滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 5	EZS/525HP	25本 / 箱	24時間培養
Log 5	EZS/5HP	100本 / 箱	
Log 6	EZS/625HP	25本 / 箱	
Log 6	EZS/6HP	100本 / 箱	



Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) 過酸化水素低温プラズマ滅菌

菌数	製品番号	包装	備考
Log 5	EZH/5IHP	100本 / 箱	24時間培養
Log 6	EZH/6IHP	100本 / 箱	

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) ステラッド®専用

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	EXPO/6HP	100本 / 箱	

医療機器を米国で販売する為のFDA 510(k)認可を取得しております。


医療施設様(病院)以外でのご使用は、お奨め出来ません。

医療施設様以外のお客様は、7日間培養可能製品を選んで下さい。

※7日間培養シール単品での販売はしていません。

EZTest 専用クラッシャー

製品番号	包装	備考
SGMWNL	1個	



アンプル型

アンプル型バイオロジカル・インジケータ(BI)は
 孢子・培地・pHインジケータを一体化し完全密閉した
 ガラスアンプルに全て混在させてある製品です。
 完全密閉されていることから、過度の湿度や
 液体の滅菌保証(滅菌確認)に使用されます。



プロスポア (4mlアンプル)

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953)

菌数	製品番号	包装	備考
Log 4	PS-4-50	50本 / 箱	
Log 5	PS-5-50	50本 / 箱	
Log 6	PS-6-50	50本 / 箱	



MagnaAmp (1mlアンプル)

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953)

菌数	製品番号	包装	備考
Log 4	MA/4	50本+10NC / 箱	
Log 5	MA/5	50本+10NC / 箱	
Log 6	MA/6	50本+10NC / 箱	



ステリアンプ II (サイズ : 6.5×26mm)

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953)

菌数	製品番号	包装	備考
Log 4	SA/4	100本+10NC / 袋	
Log 5	SA/5	100本+10NC / 袋	
Log 6	SA/6	100本+10NC / 袋	



ステリアンプ II 5230 (サイズ : 6.5×26mm)

Bacillus subtilis (ATCC#35021) (des.5230) 低温蒸気滅菌 (110℃~118℃)

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	SASU/6	100本+10NC / 袋	



医療機器を米国で販売する為のFDA 510(k)認可を取得しており製品によって英文の説明書に
 24~72時間の培養が可能と記載されておりますが、医療施設様以外の施設にて滅菌保証を
 取得するためには、24時間毎に観察し7日間培養をして下さい。

Apex Products

過酸化水素ガス滅菌



ステンレス型 Stainless Steel

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#12980)

菌数	製品番号	1次包装	包装
Log 6	HMV-091	Tyvek	100枚/袋
Log 4	KCD-404	Tyvek	100枚/袋

*Geobacillus stearothermophilus* (ATCC#7953)

菌数	製品番号	1次包装	包装
Log 6	NAS-152	Tyvek	100枚/袋

Bacillus atrophaeus (ATCC#9372)

菌数	製品番号	1次包装	包装
Log 6	GRS-090	Tyvek	100枚/袋

*Geobacillus stearothermophilus* (ATCC#12980)

菌数	製品番号	1次包装	包装	備考
Log 4 Log 5 Log 6	LOG-456	Tyvek	50パック/袋	同一バッチの菌体 Log 4 Log 5 Log 6 を 付着させた各ステンレスディスク(3枚)を 1包装(3枚/1パック)にした製品です。

サスペンション型 Spore Suspension 29%エタノールベース

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#12980)

菌数	製品番号	包装形態	包装
Log 7/0.1ml	LAU-196	10ml vial	1本

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953)

菌数	製品番号	包装形態	包装
Log 7/0.1ml	LPT-606	10ml vial	1本



リボン型 Stainless Ribbon

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#12980)

菌数	製品番号	1次包装	包装
Log 6	SBC-327	Tyvek	10本×10袋



Apex専用液体培地

製品番号	試験管寸法	培地容量	包装	備考
PM/100	16x100mm	3.6±0.2ml	100本/箱	HMV-091, KCD-404, NAS-152, LOG-456

BI専用培地

SCDB(液体培地)とpHインジケータがガラス試験管に入れてあり、滅菌処理を施したBIの担体をそのまま試験管に入れ所定の温度で培養をすれば容易に滅菌判定ができます。



Spore Strips専用

TSB 培地 pH指示薬(Bromocresol Purple)

製品番号	試験管寸法	培地容量	包装	備考
TSB-BP16	16x100mm	6.5±0.5ml	100本/箱	

MesaStrip / Apex専用

SCDB 液体培地 pH指示薬(Bromocresol Purple)

製品番号	試験管寸法	培地容量	包装	備考
PM/100	16x100mm	3.6±0.2ml	100本/箱	

SCDB 液体培地 pH指示薬(Phenol Red)

製品番号	試験管寸法	培地容量	包装	備考
RM/100	16x100mm	3.6±0.2ml	100本/箱	



注) TSB = Tryptic Soy Broth
SCDB = Soybean Casein Digest Broth

培養器関連

製品名	製品番号	備考
培養器	I 1410	EZTest専用
培養器	I 1480	プロスポア専用
培養器	I 1510	MagnaAmp専用



注) 医療施設専用(簡易型培養器の為、バリデーション不可)

Standard PCD

BIメーカー	製品番号	BI タイプ	D値
MesaLabs 社	PCD 2.1	BI disc 1-10006mm	28
	PCD 3.1	BI disc 1-10006mm	
	PCD 4.1	BI disc 1-10006mm	21
	PCD 5.1	BI disc 1-10006mm	4
	PCD 6.1	BI disc 1-10006mm	12
	PCD 7.1	BI disc 1-10006mm	9
	PCD 2.12	SGMG/6 strip w/out glassine	28
	PCD 2.13	EZTest EZG/6 SCBI	58
	PCD 3.13	EZTest EZG/6 SCBI	3
	PCD 4.13	EZTest EZG/6 SCBI	50
	PCD 5.13	EZTest EZG/6 SCBI	13
	PCD 6.13	EZTest EZG/6 SCBI	35
	PCD 7.13	EZTest EZG/6 SCBI	26
	PCD 8.13	EZTest EZH/6 Hydrogen Peroxide	(H2O2)
	PCD 4.19	A2X 10/6G BI mini strip in glassine	32
	PCD 2.5	SGMG/6 strip in glassine	37
	PCD 3.5	SGMG/6 strip in glassine	4
	PCD 4.5	SGMG/6 strip in glassine	32
	PCD 5.5	SGMG/6 strip in glassine	6
	PCD 6.5	SGMG/6 strip in glassine	17
	PCD 7.5	SGMG/6 strip in glassine	14
Steris 社	PCD 2.2	BI strip w/out glassine	28
	PCD 3.2	BI strip w/out glassine	3
	PCD 4.2	BI strip w/out glassine	21
	PCD 5.2	BI strip w/out glassine	4
	PCD 6.2	BI strip w/out glassine	12
	PCD 7.2	BI strip w/out glassine	9
	PCD 2.7	BI strip in glassine	37
	PCD 4.7	BI strip in glassine	32
	PCD 6.7	BI strip in glassine	17
	PCD 7.7	BI strip in glassine	14
3M 社	PCD 2.6	Attest 1264-S SCBI	58
	PCD 3.6	Attest 1264-S SCBI	5
	PCD 4.6	Attest 1264-S SCBI	50
	PCD 5.62	Attest 1264-S SCBI	13
	PCD 6.6	Attest 1264-S SCBI	35
	PCD 7.6	Attest 1264-S SCBI	26
	PCD 2.9	Attest 1294-S RRBI	58
	PCD 3.9	Attest 1294-S RRBI	
	PCD 4.9	Attest 1294-S RRBI	50
	PCD 5.92	Attest 1294-S RRBI	13
	PCD 6.9	Attest 1294-S RRBI	35
	PCD 7.9	Attest 1294-S RRBI	26

ケミカル・インジケータ(CI)

ProChem 高圧蒸気滅菌

製品番号	包装		備考
CI-SINT	250枚/箱	ProChem SSI Steam Indicators	
CI-SSIX	250枚/箱	ProChem SSE Steam Emulator	
CI-SSW	250枚/箱	ProChem SSW Steam Moving Front Integrator	
CI-OK	250枚/箱	ProChem O.K. Cycle	



ProChem SSI



ProChem SSE
135°C 3分
132°C 4分



ProChem SSW
115-138°C



ProChem OK
Pre-vacuum

Dry Heat Indicator Labels

製品番号	包装	備考
CI-DHI	1,000/Roll	



Bowie-Dick Type Tests w/ Lead Free Ink 95mm × 75mm

製品番号	包装	備考
CI-BDTLF	4箱(80パック)	テストパック
CI-BD110	100シート	テストシート
CI-BDTLF-121-20	20パック/箱	テストパック
CI-BDTLF-121	4箱(80パック)	テストパック

