

BI専用培地

SCDB(液体培地)とpHインジケータがガラス試験管に入れてあり、滅菌処理を施したBIの担体をそのまま試験管に入れ所定の温度で培養をすれば容易に滅菌判定ができます。



Spore Strips専用

TSB 培地 pH指示薬(Bromocresol Purple)

製品番号	試験管寸法	培地容量	包装	備考
TSB-BP16	16x100mm	6.5±0.5ml	100本/箱	

MesaStrip / Apex専用

SCDB 液体培地 pH指示薬(Bromocresol Purple)

製品番号	試験管寸法	培地容量	包装	備考
PM/100	16x100mm	3.6±0.2ml	100本/箱	



SCDB 液体培地 pH指示薬(Phenol Red)

製品番号	試験管寸法	培地容量	包装	備考
RM/100	16x100mm	3.6±0.2ml	100本/箱	

注) TSB = Tryptic Soy Broth
SCDB = Soybean Casein Digest Broth

培養器関連

製品名	製品番号	備考
培養器	I 1410	EZTest専用
培養器	I 1480	プロスポア専用
培養器	I 1510	MagnaAmp専用



注) 医療施設専用(簡易型培養器の為、バリデーション不可)