

セルフコンテインド型

セルフコンテインド型(通称クラッシュャブル型)バイオロジカル・インジケータ(BI)は、滅菌終了後の培養作業を、より簡便にする為に考慮されたBIです。しかも培養操作時及び培養期間中に他菌を混入しないようにしたBIで、一般的に Monitoring用、医療施設での使用もしくは日常的な滅菌確認用に使用されます。

プロスポア II

7日間培養が可能なので、滅菌保証のMonitoring用として使用可能。

*Bacillus atrophaeus* (ATCC#9372) EtOガス滅菌

菌数 1.0~4.0 x	製品番号	包装	備考
Log 6	PS2-1-6-50	50本/箱	

*Geobacillus stearothermophilus* (ATCC#7953) 高圧蒸気滅菌

Log 5	PS2-3-5-50	50本/箱	
Log 6	PS2-3-6-50	50本/箱	



医療機器を米国で販売する為の承認 FDA 510(k)を取得しており英文の説明書に24時間及び48時間培養が可能と記載されておりますが、医療施設様以外の施設で、滅菌保証を取得するためには、24時間毎に観察し7日間培養をして下さい。

プロテスト

24時間及び48時間培養専用の為、医療施設(病院)様に勧めの製品。

*Bacillus atrophaeus* (ATCC#9372) EtOガス滅菌

菌数 1.0~4.0 x	製品番号	包装	備考
Log 6	PT-1-6-100	100本/箱	48時間培養

*Geobacillus stearothermophilus* (ATCC#7953) 高圧蒸気滅菌

Log 5	PT-3-5-100	100本/箱	製造停止中 (代替え EZS/5)
Log 6	PT-3-6-100	100本/箱	製造停止中 (代替え EZS/6)



プロテスト H2O2

*Geobacillus stearothermophilus* (ATCC#7953) 過酸化水素低温プラズマ

菌数 1.0~4.0 x	製品番号	包装	備考
Log 6	PTH-3-6-25	25本/箱	24時間培養

米国 MesaLabs Bozeman Manufacturing Facility

EZ Test

*Geobacillus stearothermophilus* (ATCC#7953) 高圧蒸気滅菌

菌数 1.0~4.0 x	製品番号	包装	備考
Log 5	EZS/5	100本/箱	24時間培養
Log 6	EZS/6	100本/箱	



価格表に無い商品に付きましては、別途ご相談に応じます。