

# 米国 MesaLabs

改正2019Rev.05.

## ドリアンブ (DriAmp)

*Bacillus atrophaeus* (ATCC#9372)

菌数	製品番号	包装	備考
Log 6	DH/50	50本セット	350℃まで使用可能




## Custom Strips

*Bacillus atrophaeus* (ATCC#9372) EtOガス滅菌 乾熱滅菌

菌数	製品番号	包装	1次包装
Log 6	A1X25/6	100枚/袋	無し
	A2X10/6	100枚/袋	
Log 6	A1X25/6G	100枚/袋	グラシン紙
	A2X10/6G	100枚/袋	

1次包装 : グラシン紙 73 × 26.8mm



*Geobacillus stearothermophilus* (ATCC#7953) 高圧蒸気滅菌

菌数	製品番号	包装	1次包装
Log 6	S1X25/6	100枚/袋	無し
	S2X10/6	100枚/袋	
Log 6	S1X25/6G	100枚/袋	グラシン紙
	S2X10/6G	100枚/袋	

1次包装 : グラシン紙 73 × 26.8mm

コットンスレッド 長さ 19mm 糸の太さ1.5mm

*Bacillus atrophaeus* (ATCC#9372)


菌数	製品番号	包装	1次包装
Log 6	1-6100TT	100枚/袋	Tyvek/Mylar



Polyester Sutures 長さ 50mm 糸の太さ 0.15mm

*Bacillus atrophaeus* (ATCC#9372)

菌数	製品番号	包装	1次包装
Log 6	1-6100YT	100枚/袋	Tyvek/Mylar



*Geobacillus stearothermophilus* (ATCC#7953)

菌数	製品番号	包装	1次包装
Log 6	3-6100YT	100枚/袋	Tyvek/Mylar